

WÓZKI

WÓZKI INWALIDZKIE RĘCZNE PODSTAWOWE



T30



T60

ORMESA® CE
• MADE IN ITALY SINCE 1980 •



TROLLI

Wózek inwalidzki stabilizujący

Dofinansowanie:

S.17.01.00 NFZ – kod refundacji NFZ dla dorosłych

TROLLI to uniwersalny wózek inwalidzki stabilizujący zaprojektowany przez włoską firmę ORMESA z przeznaczeniem dla dzieci i osób dorosłych, także w wersji transportowej (T30). Posiada wytrzymałą konstrukcję, oddychającą, łatwo zmywalną i niepalną tapicerkę – to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących stabilności, praktyczności, komfortu i bezpieczeństwa. Opatentowany system składania sprawia, że wózek po złożeniu pozostaje kompaktowy i zajmuje niewiele miejsca. Dzięki szerokiej gamie dostępnych akcesoriów z łatwością zaspokoi każdą potrzebę

TROLLI występuje w dwóch modelach zależnych od środowiska w jakim ma być użytkowany:

TROLLI T30

- regulowane na wysokość i odchylane podnóżki
- uchwyty do pchania z hamulcem ręcznym i postojowym
- stopka balansowa przy obu tylnych kołach
- 7" obrotowe koła przednie na oponach pełnych
- koła tylne na oponach pełnych z niezależnymi hamulcami bębnowymi (10" dla rozmiaru siedziska 36 i 40 cm; 12" dla rozmiaru siedziska 43 cm).

TROLLI T60

- regulowane na wysokość i odchylane podnóżki;
- stopka balansowa przy obu tylnych kołach;
- obrotowe koła przednie na oponach pełnych (7" dla rozmiaru siedziska 36 i 40 cm; 8" dla rozmiaru siedziska 43 cm);
- 22" koła tylne na oponach pełnych z hamulcami ręcznymi;
- anti-tip na obie strony wraz ze stopką balansową

| | szerokość siedziska | wysokość oparcia | głębokość siedziska | szerokość całkowita | wysokość całkowita | długość całkowita | waga wózka z kołami | maks. waga dziecka | średnice kół przednich | średnice kół tylnych T30/T60 |
|-----------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|------------------------|------------------------------|
| 36 | 36 cm | 46 cm | 36 cm | 59 cm | 94 cm | 107 cm | 13,1 kg | 80 kg | 7" - pełne | 10" / 22" |
| 40 | 40 cm | 46 cm | 40 cm | 63 cm | 94 cm | 107 cm | 13,6 kg | 90 kg | 7" - pełne | 10" / 22" |
| 43 | 43 cm | 46 cm | 40 cm | 66 cm | 94 cm | 107 cm | 14,1 kg | 110 kg | 8" - pełne | 12" / 22" |

AKCESORIA DO TROLLI



947 Pas biodrowy z ustawieniem kąta



920 Pas 4 punktowy



853 Kamizelka




853 SLIM Kamizelka



958 Mięka stabilizacja miednicy




960 Zapiętki (para)




956 Regulowany podnóżek (TILT)



858 Koszyk



812 Blokady kierunkowe kół przednich



968 Tapicerowane nakładki na podłokietniki



966 Zestaw do zmiany wersji jezdnej z T30 na T60.



891 Mocowania do transportu



951 Rączki regulowane na wysokość do 7 cm