




VICTORY XL 140

Skuter inwalidzki z napędem elektrycznym

To skuter w dużym rozmiarze, który dzięki potężnym kołom sprawdza się doskonale w trudnych warunkach terenowo-drogowych. Wyjątkowość tego skutera potwierdzają hamulce tarczowe wentylowane, które otrzymają Państwo w standardzie. Ergonomiczne kształty kierownicy, a także kapitański fotel z zagłówkiem dają komfort i bezpieczeństwo jazdy. Rasowa stylistyka kół, nowoczesna linia nadwozia, nadają wyjątkowy wygląd skutera spełniając oczekiwania klienta. Ważnym aspektem na jaki warto zwrócić uwagę jest przednie zawieszenie niezależne, co daje lepszą amortyzację na pokonywaniu nierówności. Główne wyposażenie skutera to oświetlenie drogowe typu led, regulowana kolumna kierownicy, lusterko, obrotowe siedzisko z zagłówkiem i odchylane podłokietniki oraz baterie o dużej mocy 75Ah.

Dostępne kolory: bordo, srebrny, czarny, żółty



PARAMETRY TECHNICZNE	
akumulatory	2 x 12 V , 75 Ah (opcjonalnie 92Ah)
układ napędowy	silnik 24V DC
prędkość maksymalna	15 km/h
zasięg	36 km (przy 75Ah) 48 km (przy 92Ah)
maksymalne nachylenie	10°
całkowita długość skutera	142,2 cm
całkowita szerokość skutera	69,2 cm
waga z akumulatorami 75Ah / 92Ah	173 kg / 178 kg
waga bez akumulatorów	123 kg
waga akumulatorów	2 x 25 kg (75Ah) 2 x 27,5 kg (92Ah)
maksymalne obciążenie	181 kg
promień skrętu	180,3 cm
średnica koła przednie i tylne	13" (33 cm) pneumatyczne
prześwit podwozia przy tylnej ramie	0,64 cm