



PODSTAWKA PODWYŻSZAJĄCA POD STOPY ALPHA® FOOT STOOL (Petermann Alpha® Fuzstuhl/Foot stool)

Podstawka na stopy ma służyć jako stabilna podpora dla pacjentów o ograniczonej sprawności ruchowej. Doskonale sprawdza się w połączeniu z matą poślizgową. Wspomaga transfer pacjenta podczas korzystania z toalety lub podczas przesadzania pacjenta z łóżka, z wózka, z krzesła. Podstawka wykonana jest z polietylenu (bez lateksu) kolor niebieski.



PM-8090	
rozmiar	38 x 32 x 10 cm
maksymalne obciążenie	200 kg



PODPÓRKI I KLINY STABILIZUJĄCE POZYCJĘ PACJENTA (Bed wedges)

Kliny wykonane ze specjalnej pianki, pokryte wodoodpornym i łatwo zmywalnym materiałem. Rozmiary klinów:

- 24x22x12 cm – S (8012)
- 49x22x12 cm – M (8015)

Kliny stabilizujące stanowią wspaniałe narzędzie do zmian pozycji pacjenta leżącego, czy siedzącego. Zostały zaprojektowane jako podpórki do bezpiecznej i delikatnej dla pacjenta zmiany pozycji przy na przykład czynnościach pielęgnacyjnych odbywających się w łóżku. Klipy współpracują idealnie z innymi produktami do transferu jako kompatybilny system zmian pozycji pacjenta. Możliwe do zakupu osobno.

