

# MIĘKKA ORTOPEDIA

ORTEZA NADGARSTKA NA DŁOŃ I PRZEDRAMIĘ, PAS ORTOPEDYCZNY

**BSN**medical



## ORTEZA RĘKI STABILIZUJĄCO- KORYGUJĄCA ACTIMOVE MANUS FORTE

Dofinansowanie:

L.047.00 NFZ – kod refundacji NFZ dla dorosłych

L.047.01 NFZ – kod refundacji NFZ dla dzieci

**Actimove Manus Forte** to orteza stabilizująca nadgarstek, wykonana z materiału oddychającego. Stabilizator indywidualnie dopasowuje się poprzez aluminiową stalkę oraz dwie fiszbiny z tworzywa sztucznego, a także posiada trzy pasy powodujące ścisłe przyleganie ortozy do anatomii ręki. Konstrukcja ortozy umożliwia samodzielne jej założenie zdrową ręką.

Dostępna również **Actimove Manus Forte Plus** – z ujęciem kciuka.



rozmiar	obwód nadgarstka
S / M prawa lub lewa	14-19 cm
L / XL prawa lub lewa	19-23 cm

**BSN**medical



## PAS BRZUSZNY ACTIMOVE ABDOMINAL I & II (NARROW/WIDE)

Dofinansowanie:

P.115 NFZ – kod refundacji NFZ

Pas **Actimove Abdominal** chroni i stabilizuje odcinek brzuszny. Po operacjach jamy brzusznej umożliwia swobodne poruszanie się i zapobiega pojawianiu się przepukliny pooperacyjnej lub zrostów. Pas wykonany jest z oddychającego materiału zapinany na rzep na całej szerokości pasa.

### WSKAZANIA

- po operacji jamy brzusznej
- przy istniejących przepuklinach brzusznych
- przy zapaleniu nerwu kulszowego
- po liposukcji
- po porodach



rozmiar	S	L
obwód talli	55-120 cm	100-160 cm
wysokość pasa (NARROW)	23 cm	23 cm
wysokość pasa (WIDE)	30,5 cm	30,5 cm