



SZNURÓWKA LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWA ACTIMOVE

LOMBACARE



LOMBACARE MOTION



Dofinansowanie:

M.060.00 NFZ – kod refundacji NFZ dla dorosłych

M.060.01 NFZ – kod refundacji NFZ dla dzieci

Actimove Lombacare to sznurówka lędźwiowo-krzyżowa zapewniająca odciążenie i stabilizację dolnego odcinka kręgosłupa LS. Wszystkie fiszbiny, a także boczne dociągacze zapewniają dodatkowe usztywnienie, a anatomiczny kształt ułatwia poruszanie się. Fiszbiny wymuszają prawidłowe ustawienie kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym. Zastosowanie dodatkowego wzmocnienia w postaci dwóch pasów skrzyżowanych z tyłu gorsetu dodatkowo stabilizuje odcinek lędźwiowo – krzyżowy kręgosłupa. Materiał, z którego wykonany jest gorset jest elastyczny, oddychający, miejscowo podnosi temperaturę ciała, co sprzyja łagodzeniu bólu. Specjalnie wszyte zakładki na końcówkach pasa ułatwiają jego zakładanie i dociągnięcie.

Actimove Lombacare Motion to sznurówka lędźwiowo-krzyżowa zapewniająca odciążenie i stabilizację dolnego odcinka kręgosłupa LS. Wszystkie fiszbiny, a także boczne dociągacze zapewniają dodatkowe usztywnienie, a anatomiczny kształt ułatwia poruszanie się. Fiszbiny wymuszają prawidłowe ustawienie kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym. Materiał, z którego wykonany jest gorset jest elastyczny, oddychający, miejscowo podnosi temperaturę ciała, co sprzyja łagodzeniu bólu. Specjalnie wszyte zakładki na końcówkach pasa ułatwiają jego zakładanie i dociągnięcie.

WSKAZANIA

- bóle przeciążeniowe kręgosłupa
- choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa
- rwa kulszowa
- dyskopatia odcinka lędźwiowego

rozmiar	S	M	L	XL
obwód tali	63-74 cm	75-89 cm	90-105 cm	106-120 cm