

WÓZKI

WÓZKI INWALIDZKIE RĘCZNE PODSTAWOWE



DELFIN

Wózek inwalidzki ręczny, składany, aluminiowy, lekki, na szybkołączach

Dofinansowanie:

S.13.01.00 NFZ – kod refundacji NFZ dla dorosłych

S.16.01.00 NFZ – kod refundacji NFZ dla dorosłych - opcja z napędem ręcznym jednostronnym

Aluminiowy wózek inwalidzki z możliwością szybkiego demontażu kół tylnych, składany krzyżakowo. Wyposażony jest w demontowane, regulowane na wysokość oraz unoszone podłokietniki, a także odchylane, zdejmowane i regulowane na długość podnóżki. Wózek ma w wyposażeniu standardowym: uchwyty dla osoby prowadzącej, regulowane na wysokość oraz poduszkę na siedzisko. Występuje możliwość regulacji głębokości siedziska w standardzie. Delfin posiada adapter służący do regulacji kół tylnych oraz regulację kąta ustawienia przedniego widelca. Polecany osobom po amputacjach.

Zapytaj o opcjonalne wyposażenie z hamulcami bębnowymi – dla osoby prowadzącej.

	szerokość siedziska	wysokość siedziska (co 1,5 cm)	głębokość siedziska (co 2 cm)	szerokość całkowita	waga wózka samego / waga wózka z kołami i podnóżkami	koła przednie 200 x 45 mm	koła tylne 24" x 1 3/8"	max. obciążenie
40	40 cm	45-52,5 cm	42-48 cm	60,3 cm	15,6 kg /16,1 kg	pełne	pełne	150 kg
44	44 cm	45-52,5 cm	42-48 cm	64,3 cm	15,9 kg /16,4 kg	pełne	pełne	150 kg
48	48 cm	45-52,5 cm	42-48 cm	68,3 cm	16,2 kg /16,6 kg	pełne	pełne	150 kg
51	51 cm	45-52,5 cm	42-48 cm	71,30 cm	16,8 kg /17,3 kg	pełne	pełne	150 kg
54	54 cm	45-52,5 cm	42-48 cm	74,3 cm	19,4 kg /20,1 kg	pełne	pneumatyczne	200 kg
57	57 cm	45-52,5 cm	42-48 cm	77,3 cm	22,6 kg /23,2 kg	pełne	pneumatyczne	200 kg