

DYSTRYBUTOR:	DATA ZAMÓWIENIA:
	DATA DOSTARCZENIA:
	ADRES:



ISO 7176/19 and
ANSI RESNA WC/19



FUNKCJE

- **Jeden wózek – wiele rozmiarów!**
- **Rama:** Lekka, wykonana z lekkich stopów, lakierowana proszkowo bez użycia toksycznych materiałów, składana „w parasolkę”. Złożony Trollino można transportować niczym walizkę podróżną – na kołach za rączkę.
- **Rączki** do prowadzenia wyposażone w hamulce (również postojowe) w standardowym wyposażeniu wózka.
- **Oparcie** trwałe i wytrzymałe dzięki krzyżowemu wzmocnieniu, regulowane pod kątem w trzech ustawieniach oraz z możliwością zmiany wysokości.
- Fabrycznie ustawione pod kątem **siedzisko**, regulowane na głębokość oraz szerokość (wymagane wyposażenie opcjonalne). Wzmocnione krzyżowe pod spodem gwarantuje komfort, stabilność oraz odporność na rozciągnięcie.
- **Wentylacja całej tapicerki** na niespotykany dotąd poziomie. Możliwość prania bez potrzeby demontażu z wózka. Ogniodporność materiału zgodna z normami EN 1021-1:2014 and EN 1021-2:2014.
- Zintegrowana z oparciem **kieszeń** na podręczny bagaż.
- **Podnóżki regulowane** na wysokość.
- **Odchylane i uchylne podnóżki.**
- Wózek wyposażony w **pełne, 7” przednia koła** samonastawne, z możliwością blokady kierunkowej (w opcji), oraz pełne, 10” koła tylne z **niezależnymi hamulcami bębnowymi** oraz belką ułatwiającą prowadzenie wózka.



Wyrób oznakowany **CE**



UWAGA!
Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i konserwacji

proszę zaznaczyć wybrane opcje poprzez ☒

WYMIARY


kolor tapicerki oparcia

kolor siedziska: **czarny**


kolor ramy: **czarny**

- ☐ czerwony
☐ różowy
☐ niebieski
☐ czarny

Jednostka miary: cm (in)



Masa wózka: 14,8 kg (32,6 lb)
Dopuszczalne obciążenie: 55 kg (121 lb)



A: Fabryczna szerokość siedziska – 36 cm. W celu uzyskania mniejszej wartości należy zaznaczyć 958 – tapicerowana stabilizacja miedniczy.

*Zakres regulacji wysokości z akcesorium 951: maks. 105 cm (41,3 in)



pobierz i wyślij na adres: info@mobilex.pl

951

rączki regulowane na wysokość do 7 cm

Modyfikacja możliwa tylko przy zamówieniu całego wózka!

całkowita wysokość: 94 cm
– ze standardowymi rączkami;
94-101 cm – z rączkami regulowanymi (951)



AKCESORIA DO WYBORU

835

Zagłówek regulowany na wysokość kształt C



865


Zagłówek regulowany na wysokość płaski



838

Podpory boczne, regulowane na wysokość rotacją


☐ mini ☐ S



868 Obejma piersiowa

Regulowana wielostopniowo pod kątem nachylenia oraz na wysokość i szerokość

☐ mini ☐ S



958

Mięka stabilizacja miednicy (zwiększa szerokość siedziska do 32 cm).

☐ Dodatkowa opcja
Dodatkowe zwiększenie do 28 cm



947

Pas biodrowy z ustawieniem kąta

☐ S ☐ M



920

Pas 4 punktowy

☐ S ☐ M



853

Kamizelka


☐ mini ☐ S



853 slim

Kamizelka

☐ M




834N

Klin miękki, zdejmowany



839

Przednia rączka



819

Unoszony daszek z torbą i okienkiem



825

Osłona przeciwdeszczowa



825B

Czarna osłona na tył i boki daszka 819




818

Śpiwór




960

Zapiętki (para)



956

Regulowany podnóżek (TILT)



858

Koszyk




812

Blokady kierunkowe kół przednich



968

Tapicerowane nakładki na podłokietniki



844

Pokrowiec na podpory boczne



891

Mocowania do transportu (4 punkty)



Notatki.....

.....

.....

.....

.....

.....



pobierz i wyślij na adres: info@mobilex.pl


947



small
A=19 cm/7,4 in
B=6 cm/2,3 in

medium
A=25,5 cm/10 in
B=8 cm/3,1 in


920



small
A=16 cm/6,2 in
B=15,5 cm/6,1 in

medium
A=23 cm/9 in
B=19 cm/7,4 in


838



mini
A=9 cm/3,5 in
B=11 cm/4,3 in

small
A=10 cm/3,9 in
B=13 cm/5,1 in

C= 16-23 cm/6,2-9 in




868



mini
A=23 cm/9 in
B=9 cm/3,5 in

S/M
A=26 cm/10,2 in
B=9 cm/3,5 in


853



mini
A=20,5 cm/8 in
B=28 cm/11 in


small
A=25 cm/9,8 in
B=34 cm/13,3 in

853 slim




medium
A=33 cm/12,9 in
B=46 cm/18,1 in
C=5 cm/1,9 in

834N



mini/S
A=12 cm/4,7 in
B=4 cm/1,5 in
C=14 cm/5,5 in

951



7 cm
2,7 in

Notatki.....



pobierz i wyślij na adres: **info@mobilex.pl**