

ORMESA®

• MADE IN ITALY SINCE 1980 •



FORMULARZ ZAMÓWIENIA

GRILLO **size mini**

NAPĘD PRZEDNI I TYLNY
trener chodu

Tel. +48 42 2142911, +48 501443880
www.mobilex.pl info@mobilex.pl

GRILLO
mini



Produkt zarejestrowany **FDA** (USA)


Product marked **CE**

- **Aluminiowa rama** – składana dla łatwego transportu; daje możliwość zmiany konfiguracji z przedniej na tylną i odwrotnie.
- **Wyściełane obceywy biodrowe i piersiowe** – niezależnie regulowane pod względem wysokości, szerokości i obwodu; umożliwiają łatwy dostęp dzięki otwarciu z tyłu. Stabilizują użytkownika niczym dwie dłonie, zapewniając poczucie bezpieczeństwa i stabilności, co pozwala skupić się wyłącznie na chodzeniu, bez lęku.
- **Podziałki na prowadnicach** – ułatwiają precyzyjną regulację wysokości.
- **Uprząż ergonomiczna** – wygodna, regulowana, łatwa do demontażu i wyprania. Wspiera użytkownika w razie potrzeby, nie powodując bolesnych ucisków.
- **Koła lekkie i odporne na przebicie** – 2 przednie skrętne (średnica 15 cm) i 2 tylne pełne (średnica 20 cm), przystosowane do użytku wewnątrz i na zewnątrz.
- **Blokady kierunkowe** – na przednich kołach, ułatwiają jazdę na wprost.
- **Mechanizm antycofania, regulowane hamulce oraz hamulec postojowy** na tylnych kołach – łatwy w obsłudze za pomocą czerwonego pedału.
- **Półelastyczne, gumowe odbojniki** – zamontowane na przednich kołach dla ochrony przed uderzeniami.




UWAGA!
Zapoznaj się z instrukcją obsługi
oraz z instrukcją konserwacji

GRILLO PRZEDNI




GRILLO TYLNY



WYMIARY UŻYTKOWNIKA:

WZROST UŻYTKOWNIKA
min 75 cm
max 95 cm



Upewnij się że wymiary mieszczą się w ramach obok



pobierzwiślij na adres email
info@mobilex.pl

PIECZĄTKA FIRMY:

DATA ZAMÓWIENIA:

SPORZĄDZIŁ:

ID KLIENTA:

FORMULARZ ZAMÓWIENIA

GRILLO

size
mini

PRZEDNI

TYLNY

WERSJE >	☐ PT 	☐ PA 	☐ P 	☐ PTM 	☐ PT 	☐ PA 	☐ P
AKCESORIA ▾	Zawiera: obejmę piersiową podporę miednicy uprząż ergonomiczną kierownicę	Zawiera: obejmę biodrową uprząż ergonomiczną podpory przedramion	Zawiera: obejmę biodrową uprząż ergonomiczną kierownicę	Zawiera: przezroczystą tacę obejmę biodrową uprząż ergonomiczną kierownicę	Zawiera: obejmę piersiową obejmę biodrową uprząż ergonomiczną uchwyty	Zawiera: obejmę biodrową uprząż ergonomiczną podpory przedramion	Zawiera: obejmę biodrową uprząż ergonomiczną uchwyty
865 Regulowany zagiłówek	NA	NA	NA	NA	☐	☐ dostępny w zestawie z obejmą piersiową 925	☐ dostępny w zestawie z obejmą piersiową 925
925 Obejma piersiowa	●	☐	☐	☐ po zdjęciu przezroczystej tacki	●	☐	☐
924 Obejma biodrowa	●	●	●	●	●	●	●
930 Szelki ergonomiczn e	●	●	●	●	●	●	●
894 Tylnypasek stołu do grillo mini	NA	NA	NA	☐	NA	NA	NA
926 Przednia rączka podtrzymująca	●	☐	●	NA	NA	NA	NA
809 mini Podpory przedramion (para)	☐	●	☐	NA	☐	●	☐
809 mini Podpory przedramion regulowane w 3 płaszczyznach (para)	NA	●	NA	☐ po zdjęciu kierownicy i tacki	NA	●	NA
943 mini Pasy do podpór przedramion	☐ dostępny w zestawie z podporami przedramion 809	☐	☐ dostępny w zestawie z podporami przedramion 809	☐ dostępny w zestawie z podporami przedramion 809	☐ dostępny w zestawie z podporami przedramion 809	☐	☐ dostępny w zestawie z podporami przedramion 809
937 Ergonomiczne uchwyty	NA	NA	NA	☐ po zdjęciu kierownicy	NA	NA	NA
927 Demontowane osłony rączek	NA	NA	NA		●	☐	●
946 Ergonomiczne siedelko	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
890-SC Separators kolan	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
923 Uchwyt do pchania dla osoby asystującej	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

● >w standardzie

☐ > opcja

NA >niedostępny

Tel. +48 42 2142911, +48 501443880
www.mobilex.pl info@mobilex.pl

Stymuluje i wspomaga wzorzec chodu.
Uczy użytkownika utrzymywania równowagi tułowia i miednicy.

Pomaga w lepszym postrzeganiu przestrzeni – poszerza i porządkuje pole widzenia, wzmacnia orientację w otoczeniu i ocenę odległości.

Rozwija samodzielność fizyczną oraz niezależność psychiczną, dając możliwość samodzielnego działania – bez pomocy innych osób.

Grillo kompensuje brak równowagi użytkownika dzięki ergonomicznym podporom i szerokiej podstawie, pozwalając skupić się na wykorzystaniu zachowanych możliwości w zakresie chodu.

Bogaty wybór komponentów i podpór zapewnia maksymalną wszechstronność. Wszystkie akcesoria można szybko wymieniać – bez użycia narzędzi – w zależności od indywidualnych potrzeb użytkownika.



 design and quality
MADE IN ITALY since 1980



Product registered
FDA USA

Product marked 




- Lekka aluminiowa rama** – składana, ułatwia transport; wyposażona w opatentowany system regulacji wysokości.



UWAGA!
Zapoznaj się z instrukcją obsługi oraz z instrukcją konserwacji


- Obejma biodrowa i piersiowa** – wyściełane, regulowane na wysokość, szerokość i obwód. Ułatwiają dostęp do urządzenia. Stabilizują użytkownika niczym dwie podtrzymujące dłonie, dając mu poczucie bezpieczeństwa i stabilności, co pozwala skupić się wyłącznie na chodzie, bez lęku. Obejma piersiowa dodatkowo regulowana pod kątem nachylenia i w płaszczyźnie przód-tył.
- Uprząż ergonomiczna** – wygodna, regulowana, łatwo zdejmowana do prania. Wspiera użytkownika w razie potrzeby, nie powodując bolesnych ucisków.
- Kierownica** – zdejmowana i regulowana na wysokość, może służyć jako punkt odniesienia oraz jako podparcie dla przedramion.
- Podpory pod ramiona** – regulowane w zakresie wysokości, nachylenia, obrotu i głębokości.
- Koła zaprojektowane przez Ormesa** – lekkie i odporne na przebicie:
 - 2 przednie skrętne, Ø 15 cm (rozmiary Mini i Small) / Ø 17,5 cm (Medium i Large),
 - 2 tylne stałe, Ø 20 cm (Mini i Small) / Ø 25 cm (Medium i Large).
- Blokada kierunku jazdy na przednich kołach**, regulowany opór toczenia, mechanizm antycofania oraz blokada kół tylnych, obsługiwana wygodnym czerwonym pedałem.
- Półelastyczne, gumowe odbojniki** – chronią przed uderzeniami.

GRILLO PRZEDNI



WAGA URZĄDZENIA 19 KG
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE 45 KG


GRILLO TYLNY



WAGA URZĄDZENIA 18,5 KG
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE 45 KG

WYMIARY UŻYTKOWNIKA

WZROST UŻYTKOWNIKA
GRILLO Small 90 - 135 cm.



Upewnij się że wymiary mieszczą się w ramach obok



PROSZĘ ZAZNACZYĆ ►
WERSJĘ

AKCESORIA ▼

MOŻESZ WYBRAĆ
INNY ROZMIAR

PRZEDNI			TYLNY		
☐	☐	☐	☐	☐	☐
PT	PA	P	PT	PA	P
Zawiera: obejmę piersiową obejmę biodrową uprząż ergonomiczną kierownicę			Zawiera: obejmę piersiową obejmę biodrową uprząż ergonomiczną uchwyt		
Zawiera: obejmę biodrową uprząż ergonomiczną podpory przedramion			Zawiera: obejmę biodrową uprząż ergonomiczną podpory przedramion		
Zawiera: obejmę biodrową uprząż ergonomiczną kierownicę			Zawiera: obejmę biodrową uprząż ergonomiczną uchwyt		
NA	NA	NA	☐ dostępny w zestawie z obejmą piersiową 925	☐ dostępny w zestawie z obejmą piersiową 925	☐ dostępny w zestawie z obejmą piersiową 925
•	☐	☐	•	☐	☐
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	☐	•	NA	NA	NA
☐	•	☐	☐	•	☐
☐ dostępny w zestawie z podporami przedramion 809	☐	☐ dostępny w zestawie z podporami przedramion 809	☐ dostępny w zestawie z podporami przedramion 809	☐	☐ dostępny w zestawie z podporami przedramion 809
☐	•	☐	☐ ze stawami	•	☐ ze stawami
NA	NA	NA	•	☐	•
NA	NA	NA	☐	☐	☐
NA	NA	NA	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐

AKCESORIA

865	Zagłówek	
925	Obejma piersiowa	 mini
924	Obejma biodrowa	 mini
930	Szelki podtrzymujące miednicę - uprząż	
926	Przednia rączka podtrzymująca "kierownica"	
809	Podpory przedramion (para)	
943	Pasy do podłokietników	
939	Rączki	
927	Demontowane osłony rączek	
919	Podpora lędźwiowa	
918	Składane siedzisko płaskie	
815	Składane siedzisko w formie siodełka	
946	Ergonomiczne siodełko	
890-C	Separator kolan z obejmami	
890-SC	Separator kolan	
810	Obciążniki	
923	Uchwyt do pchania dla osoby asystującej	

• - w standardzie ☐ - opcja NA - niedostępny

Stymuluje i wspomaga wzorec chodu.
Uczy użytkownika utrzymywania równowagi tułowia i miednicy.

Pomaga w lepszym postrzeganiu przestrzeni – poszerza i porządkuje pole widzenia, wzmacnia orientację w otoczeniu i ocenę odległości.

Rozwija samodzielność fizyczną oraz niezależność psychiczną, dając możliwość samodzielnego działania – bez pomocy innych osób.

Grillo kompensuje brak równowagi użytkownika dzięki ergonomicznym podporom i szerokiej podstawie, pozwalając skupić się na wykorzystaniu zachowanych możliwości w zakresie chodu.

Bogaty wybór komponentów i podpar zapewnia maksymalną wszechstronność. Wszystkie akcesoria można szybko wymieniać – bez użycia narzędzi – w zależności od indywidualnych potrzeb użytkownika.

 *design and quality*
MADE IN ITALY since 1980



Product registered
FDA USA

Product marked 



- **Lekka aluminiowa rama** – składana, ułatwia transport; wyposażona w opatentowany system regulacji wysokości.




UWAGA!
Zapoznaj się z instrukcją obsługi oraz z instrukcją konserwacji

- **Obejma biodrowa i piersiowa** – wyściełane, regulowane na wysokość, szerokość i obwód. Ułatwiają dostęp do urządzenia. Stabilizują użytkownika niczym dwie podtrzymujące dłonie, dając mu poczucie bezpieczeństwa i stabilności, co pozwala skupić się wyłącznie na chodzie, bez lęku. Obejma piersiowa dodatkowo regulowana pod kątem nachylenia i w płaszczyźnie przód-tył.
- **Uprząż ergonomiczna** – wygodna, regulowana, łatwo zdejmowana do prania. Wspiera użytkownika w razie potrzeby, nie powodując bolesnych ucisków.
- **Kierownica** – zdejmowana i regulowana na wysokość, może służyć jako punkt odniesienia oraz jako podparcie dla przedramion.
- **Podpory pod ramiona** – regulowane w zakresie wysokości, nachylenia, obrotu i głębokości.
- **Koła zaprojektowane przez Ormesa** – lekkie i odporne na przebiecia:
 - 2 przednie skrętne, Ø 15 cm (rozmiary Mini i Small) / Ø 17,5 cm (Medium i Large),
 - 2 tylne stałe, Ø 20 cm (Mini i Small) / Ø 25 cm (Medium i Large).
- **Blokada kierunku jazdy na przednich kołach**, regulowany opór toczenia, mechanizm antycofania oraz blokada kół tylnych, obsługiwana wygodnym czerwonym pedałem.
- **Półelastyczne, gumowe odbojniki** – chronią przed uderzeniami.

GRILLO PRZEDNI


OBWÓD OBEJM
 74-120 cm



WAGA URZĄDZENIA 22,5 KG
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE 90 KG

GRILLO TYLNY


OBWÓD OBEJM
 74-120 cm



WAGA URZĄDZENIA 21,7 KG
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE 90 KG

WYMIARY UŻYTKOWNIKA

WZROST UŻYTKOWNIKA
GRILLO Medium 110-165 cm




Upewnij się że wymiary mieszczą się w ramach obok

PROSZĘ ZAZNACZYĆ ►
WERSJĘ


AKCESORIA ▼

MOŻESZ WYBRAĆ
INNY ROZMIAR


865
Zagłówek



925
Obejma piersiowa




924
Obejma biodrowa



930
Szelki podtrzymujące miednicę - uprząż



926
Przednia rączka podtrzymująca "kierownica"



809
Podpory przedramion (para)



943
Pasy do podłokietników



939
Rączki



927
Demontowane osłony rączek



919
Podpora lędźwiowa



918
Składane siedzisko płaskie



815
Składane siedzisko w formie siodełka



946
Ergonomiczne siodełko



890-C
Separator kolan z obejmami



890-SC
Separator kolan



810
Obciążniki




923
Uchwyt do pchania dla osoby asystującej



928
Zestaw kół tylnych zmniejszających szerokość Grillo z hamulcami postojowymi



PRZEDNI




Zawiera:
obejmę piersiową
obejmę biodrową
uprząż ergonomiczną
kierownicę

Zawiera:
obejmę biodrową
uprząż ergonomiczną
podpory przedramion

Zawiera:
obejmę biodrową
uprząż ergonomiczną
kierownicę

TYLNY



Zawiera:
obejmę piersiową
obejmę biodrową
uprząż ergonomiczną
uchwyty

Zawiera:
obejmę biodrową
uprząż ergonomiczną
podpory przedramion

Zawiera:
obejmę biodrową
uprząż ergonomiczną
uchwyty

NA

NA

NA

☐
dostępny w zestawie
z obejmą piersiową 925

☐
dostępny w zestawie
z obejmą piersiową 925

☐
dostępny w zestawie
z obejmą piersiową 925

•

☐

☐

•

☐

☐

•

•

•

•

☐

☐

•

•

•

•

☐

☐

•

☐

•

•

NA

NA

NA

☐

•

☐

☐

☐

•

☐

☐

dostępny w zestawie
z podporami przedramion 809

☐

☐

dostępny w zestawie
z podporami przedramion 809

☐

dostępny w zestawie
z podporami przedramion 809

☐

☐

dostępny w zestawie
z podporami przedramion 809

☐

•

☐

☐

☐

ze stawami

•

☐

ze stawami

NA

NA

NA

•

☐

•

NA

NA

NA

☐

☐

☐

NA

NA

NA

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

• - w standardzie

☐ - opcja

NA - niedostępny

Tel. +48 42 2142911, +48 501443880
www.mobilex.pl info@mobilex.pl

Stymuluje i wspomaga wzorzec chodu.
Uczy użytkownika utrzymywania równowagi tułowia i miednicy.

Pomaga w lepszym postrzeganiu przestrzeni – poszerza i porządkuje pole widzenia, wzmacnia orientację w otoczeniu i ocenę odległości.

Rozwija samodzielność fizyczną oraz niezależność psychiczną, dając możliwość samodzielnego działania – bez pomocy innych osób.

Grillo kompensuje brak równowagi użytkownika dzięki ergonomicznym podporom i szerokiej podstawie, pozwalając skupić się na wykorzystaniu zachowanych możliwości w zakresie chodu.

Bogaty wybór komponentów i podpór zapewnia maksymalną wszechstronność. Wszystkie akcesoria można szybko wymieniać – bez użycia narzędzi – w zależności od indywidualnych potrzeb użytkownika.

design and quality
MADE IN ITALY since 1980



Product registered
FDA USA

Product marked
CE




- **Lekka aluminiowa rama** – składana, ułatwia transport; wyposażona w opatentowany system regulacji wysokości.

- **Obejma biodrowa i piersiowa** – wysięlane, regulowane na wysokość, szerokość i obwód. Ułatwiają dostęp do urządzenia. Stabilizują użytkownika niczym dwie podtrzymujące dłonie, dając mu poczucie bezpieczeństwa i stabilności, co pozwala skupić się wyłącznie na chodzie, bez lęku. Obejma piersiowa dodatkowo regulowana pod kątem nachylenia i w płaszczyźnie przód–tył.
- **Uprząż ergonomiczna** – wygodna, regulowana, łatwo zdejmowana do prania. Wspiera użytkownika w razie potrzeby, nie powodując bolesnych ucisków.
- **Kierownica** – zdejmowana i regulowana na wysokość, może służyć jako punkt odniesienia oraz jako podparcie dla przedramion.
- **Podpory pod ramiona** – regulowane w zakresie wysokości, nachylenia, obrotu i głębokości.
- **Koła zaprojektowane przez Ormesa** – lekkie i odporne na przebicie:
– 2 przednie skrętne, Ø 15 cm (rozmiary Mini i Small) / Ø 17,5 cm (Medium i Large),
– 2 tylne stałe, Ø 20 cm (Mini i Small) / Ø 25 cm (Medium i Large).
- **Blokada kierunku jazdy na przednich kołach**, regulowany opór toczenia, mechanizm antycyfania oraz blokada kół tylnych, obsługiwana wygodnym czerwonym pedalem.
- **Półelastyczne, gumowe odbojniki** – chronią przed uderzeniami.

GRILLO PRZEDNI

OBWÓD OBEJMU

rozmiar L: 81-140 cm
rozmiar M: 74-120 cm




WAGA URZĄDZENIA 29,5 KG
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE 110 KG

GRILLO TYLNY

OBWÓD OBEJMU

rozmiar L: 81-140 cm
rozmiar M: 74-120 cm




WAGA URZĄDZENIA 28,5 KG
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE 110 KG

WYMIARY UŻYTKOWNIKA

WZROST UŻYTKOWNIKA

150-190 cm



Upewnij się że wymiary mieszczą się w ramach obok



PROSZĘ ZAZNACZYĆ ►
WERSJĘ

AKCESORIA ▼

MOŻESZ WYBRAĆ
INNY ROZMIAR

865	Zagiłówek		
925	Obejma piersiowa		☐ M
924	Obejma biodrowa		☐ M
930	Szelki podtrzymujące miednicę - uprząż		☐ M
926	Przednia rączka podtrzymująca "kierownica"		
809	Podpory przedramion (para)		
943	Pasy do podłokietników		
939	Rączki		
927	Demontowane osłony rączek		
815	Składane siedzisko w formie siodełka		
946	Ergonomiczne siodełko		
890-C	Separator kolan z obejmami		
890-SC	Separator kolan		
810	Obciążniki		
928	Zestaw kół tylnych zmniejszających szerokość Grillo z hamulcami postojowymi		

PRZEDNI




Zawiera:
obejmę piersiową
obejmę biodrową
uprząż ergonomiczną
kierownicę

Zawiera:
obejmę biodrową
uprząż ergonomiczną
podpory przedramion

Zawiera:
obejmę biodrową
uprząż ergonomiczną
kierownicę

TYLNY



Zawiera:
obejmę piersiową
obejmę biodrową
uprząż ergonomiczną
uchwyty

Zawiera:
obejmę biodrową
uprząż ergonomiczną
podpory przedramion

Zawiera:
obejmę biodrową
uprząż ergonomiczną
uchwyty

NA	NA	NA	☐ dostępny w zestawie z obejmą piersiową 925	☐ dostępny w zestawie z obejmą piersiową 925	☐ dostępny w zestawie z obejmą piersiową 925
•	☐	☐	•	☐	☐
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	☐	•	NA	NA	NA
☐	•	☐	☐ ze stawami	•	☐ ze stawami
☐ dostępny w zestawie z podporami przedramion 809	☐	☐ dostępny w zestawie z podporami przedramion 809	☐ dostępny w zestawie z podporami przedramion 809	☐	☐ dostępny w zestawie z podporami przedramion 809
☐	•	☐	☐ ze stawami	•	☐ ze stawami
NA	NA	NA	•	☐	•
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐

• - w standardzie

☐ - opcja

NA - niedostępny