

Dane produktu **fix short** Multipatient




Heel Up[®] to przyjazna dla środowiska, nadmuchiwana, wielopacjentowa poduszka pozycjonująca piętę firmy Levabo. Linia produktów została opracowana w ścisłej współpracy z wiodącymi pielęgniarkami specjalizującymi się w leczeniu ran i zapewnia optymalny komfort oraz higienę w profilaktyce i terapii odleżyn.



Opracowano w Danii
CE / MDR 2017
ISO 13485

Fix Short Multipatient - Poduszka odciążająca piętę



Opis produktu

Heel Up[®] FIX Short to poduszka odciążająca piętę do użytku wielopacjentowego, zaprojektowana w celu odciążenia pięty u osób aktywnych i siedzących, w szczególności użytkowników wózków inwalidzkich. Szeroki pasek zapewnia prawidłowe utrzymanie poduszki w miejscu, nawet gdy użytkownik się porusza. Produkt jest szczególnie odpowiedni dla osób niespokojnych ruchowo.

Ergonomiczna konstrukcja poduszki odciążającej piętę zapewnia stabilność bez ograniczania ruchów pacjenta.

Odciążacz chroni piętę i kostki. Pomaga zapobiegać opadaniu stopy oraz zmniejsza ucisk na ścięgno Achillesa.

Nawet najmniejszy ruch pobudza mikrokrażenie skóry, co wspomaga krążenie.

Te właściwości sprawiają, że Heel Up[®] jest optymalną poduszką odciążającą piętę, gdy pacjent leżący potrzebuje wygodnej powierzchni podparcia zmniejszającej ucisk.

Heel Up[®] wykonano z TPU/nylonu, dzięki czemu poduszka jest miękka, przyjazna dla skóry i komfortowa, a jednocześnie zapewnia optymalne odciążenie.

Zalety

- Przeznaczony do profilaktyki i terapii odleżyn w okolicy pięty
- Odpowiedni do użytku wielopacjentowego
- Możliwość prania w temperaturze 95°C
- Łatwy w użyciu. Heel Up[®] przed zastosowaniem jest pompowany i dostosowywany do anatomii oraz potrzeb konkretnego użytkownika
- Opaska Stop Up zapewnia prawidłowe napompowanie powietrzem
- Antypoślizgowy spód
- Lekki
- Ciepło i wilgoć są odprowadzane dzięki wkładce Heel Up Inlay
- Dostarczane w czystym, szczelnym, płaskim opakowaniu, wraz z przyrządem do nadmuchiwania ustami
- Zajmuje minimalną ilość miejsca w magazynie
- Przebadane i zatwierdzone zgodnie z normą ISO 10993-10:2010 w zakresie drażnienia skóry i działania uczulającego

Heel Up MP Produktdatensheet 2026 v1 (FIX Short EN)



Nazwa produktu	Rozmiar	W opakowaniu	Nr katalogowy
Heel Up FIX Short	18 x 32 x 25 cm	10 sztuk	80240

Heel Up[®] – zgłoszenie pat. w toku. Opracowano i wyprodukowano w Danii przez Levabo ApS. Produkty posiadają oznakowanie CE. Informacje mogą ulec zmianie.

Levabo ApS
Sverigesvej 20A
DK-8660 Skanderborg
Tel.: +45 31 70 40 25
Mail: info@levabo.com
www.levabo.com