FORMULARZ ZAMÓWIENIA

CORZINO Basic

Data wydania 2025/10

Adres do faktury

Firma

Ulica

E-Mail

Miasto, Kod pocztowy

Telefon

Numer zamówienia

Dane klienta

Data

☐ Oferta

☐ Zamówienie

Adres dostawy

Firma

Ulica

Miasto, Kod pocztowy



Wyposażenie standardowe:	**R o z m i a r / k o d p r o d u k t u**			
• 2-częściowy plastikowy podnóżek składany z regulacją wysokości • Oparcie z regulacją nachylenia (2 pozycje) • 5-punktowy pas bezpieczeństwa z pasem krokowym i wyścielanymi pasami naramiennymi • Przedłużenie wysokości oparcia (tylko rozmiary 38, 42) • Regulacja napięcia siedziska • Koła pełne 175/265 mm	30	34	38	42
	przednie kółka skrętne /FSCW			
	☐ CNB30RP02	☐ CNB34RP02	☐ CNB38RP02	☐ CNB42RP02
	€	€	€	€

Szerokość siedziska [mm]	300	340	380	420
Głębokość siedziska [mm]	280	330	380	380
Wysokość oparcia [mm]	550	650	650 (820)	650 (830)
Od siedziska do podnóżka [mm]	290-420	300-440	300-440	330-490
Kąt oparcia	91°,93°	91°,94°	90°,93°	90°,93°
Kąt siedziska	22°,21°	23°,22°	22°,21°	23°,22°
Maksymalne obciążenie	45,0 kg	55,0 kg	75,0 kg	75,0 kg

	k o l o r r a m y / k o l o r w z o r u
Rama	K1 - Antracyt
Wzory materiału	☐ G02 Czerwony ☐ G03 Niebieski ☐ G06 Zielony ☐ G07 Czarny

Akcesoria CORZINO

Sekcja E: Pozycjonowanie i stabilizacja - Głowa

Nr	Opis / Kody	CNB 30		CNB 34		CNB 38		CNB 42		
E1	Zagłówek CLASSIC RPBE001	UNI	☐	UNI	☐	UNI	☐	UNI	☐	€
E2	Zagłówek headwings BASIC RPBE002	M	☐	M	☐	L	☐	L	☐	€

E1



E2



Sekcja G: Pozycjonowanie i stabilizacja - Tułów

G1	Pas dwupunktowy RPBG001	S	☐	M	☐	M	☐	M	☐	€
G2	Pas pięciopunktowy CLASSIC RPBG003	S(SE)	☑	M(SE)	☑	M(SE)	☑	M(SE)	☑	€
G3	Pas pięciopunktowy COMFORT RPBG006	S	☐	M	☐	M	☐	M	☐	€
G4	Kamizelka typu H RPBG008	S	☐	M	☐	M	☐	L	☐	€
G5	Kamizelka pełna RPBG009	UNI	☐	UNI	☐	UNI	☐	UNI	☐	€
G6	Podpory boczne RPBG010	S	☐	M	☐	M	☐	L	☐	€
G7	Przedłużone podpory boczne RPBG011	S	☐	M	☐	L	☐	L	☐	€

G1



G2



G3



G4



G5



G6



G7



Sekcja I: Pozycjonowanie i stabilizacja - Miednica/ Odwodzenie

Nr	Opis / Kody	CNB 30		CNB 34		CNB 38		CNB 42		
I1	Osłony ramy RPBI001	S	☐	M	☐	M	☐	M	☐	€
I2	Klin odwodzący RPBI003	S	☐	M	☐	M	☐	M	☐	€






Sekcja K: Pozycjonowanie i stabilizacja - Ramiona

K1	Składane podłokietniki RPBK001	M	☐	M	☐	L	☐	L	☐	€
K2	Stolik miękki RPBK101	UNI	☐	UNI	☐	UNI	☐	UNI	☐	€





Sekcja M: Pozycjonowanie i stabilizacja - Nogi

M1	Pasy odwodzące RPBM002	XS/S	☐	S	☐	M	☐	M	☐	€

M1

Sekcja P: Ochrona i komfort

P1	Daszek BASIC RPBP003	S	☐	M	☐	L	☐	L	☐	€
P2	Osłona przeciwdeszczowa RPBP051	M	☐	M	☐	L	☐	L	☐	€
P3	Śpiwór letni RPBP101	M	☐	M	☐	L	☐	L	☐	€

P4	Śpiwór zimowy RPBP151	S	☐	M	☐	M	☐	L	☐ €
P5	Tapicerka miękka RPBP201	M	☐	M	☐	L	☐	L	☐ €


P1


P2


P3


P4


P5

Sekcja R: Torby, kosze

R1	Koszyk tekstylny RPBR001	M	☐	M	☐	L	☐	L	☐ €


R1

Sekcja T: Akcesoria – specjalne

T1	Przewód antystatyczny (uziemiający) - RPBT005	UNI	☐	UNI	☐	UNI	☐	UNI	☐ €

T1


Sekcja U: Akcesoria – zestawy

U3	Hamulce bębnowe z dźwignią przy rączce do pchania RPBU10138					UNI	☐	UNI	☐ €



Sekcja V: Transport / mocowanie (zakotwiczenie)

V1	Mocowanie haków / Haki mocujące RPBV001	UNI	☐	UNI	☐	UNI	☐	UNI	☐ €



Rozmiary:

XS - bardzo mały
S - mały
M - średni
L - duży
XL - bardzo duży
UNI - rozmiar uniwersalny (tylko jeden rozmiar)

Inne uwagi:

(SE) Standardowe Wyposażenie
(puste miejsce) – akcesorium niedostępne