ORMESA®
• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

CERTIFICAZIONE DI SISTEMA QUALITÀ DNV·GL ISO 13485

FORMULARZ ZAMÓWNIENIA
STANDY
pionizator statyczny

DYSTRYBUTOR/AGENT:	DATA ZAMÓWIENIA:
	DATA DOSTAWY:
	NAZWA ADRESAT/UŻYTKOWNIK:



STANDY 4
dla dorosłych



STANDY 3
dla nastolatków

Przetestowane przez TÜV Berlin
Zarejestrowany przez FDA USA
Oznaczony znakiem CE

CECHY

STANDY składa się z mocnej stalowej konstrukcji z chromowanymi elementami przesuwnymi, a pozostałe elementy pomalowane są lakierami poliestrowymi i epoksydowo-poliestrowymi.


Główne cechy produktu:

- Zdejmowany stolik regulowany na wysokość z półsztywną osłoną boczną.
- Podpórki kolanowe regulowane w wysokości, szerokości i głębokości.
- Wyścielane podpórki pleców oraz podpórki klatki piersiowej.
- Podpórki pod pięty regulowane na szerokość oraz w płaszczyźnie przód–tył.
- Antypoślizgowa aluminiowa platforma na stopy.
- Kółka transportowe umożliwiają przemieszczanie urządzenia z pomieszczenia do pomieszczenia, gdy użytkownik nie znajduje się w środku.


DANE TECHNICZNE

Proszę zaznaczyć interesujący Państwa produkt ☐

☐ **STANDY 3** średni
Kolor ramy: **brązowy**
Kolor tapicerki: **brązowy**



☐ **STANDY 4** duży
Kolor ramy: **brązowy**
Kolor tapicerki: **brązowy**



ROZMIAR	Maksymalne obciążenie	Waga urządzenia	A	B	C	D	E	F	G	H	L
3 średni	kg 90	30 kg	89 cm	76 cm	63-93 cm	81-121 cm	69 cm	24-49 cm	74 cm	110-160 cm	30 cm
4 duży	kg 120	38 kg	100 cm	85 cm	72-106 cm	84-129 cm	79 cm	30-57 cm	80 cm	135–180 cm	39 cm

Uwaga! Proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi i konserwacji

DODATKOWE KOMPONENTY

☐ **865** Zagłówek




☐ **857** Boczne podparcie miednicy (1 szt.)



☐ **945** Uchwyt do otwierania oparcia
do STANDY 4



☐ **861** Zestaw 4 kółek z hamulcami



☐ **902** Przednie podnóżki z paskami



pobierz i wyślij formularz na adres: info@mobilex.pl

Mobilex Sp. z o.o. • tel. (42) 214-29-11 kom. 501 443 880 • www.mobilex.pl