seat all®

LEVABO® medical

Dane produktu tailbone


Seat All® to przyjazna dla środowiska, nadmuchiwana, jednopacjentowa poduszka pozycjonująca firmy Levabo. Linia produktów została opracowana w ścisłej współpracy z wiodącymi pielęgniarkami specjalizującymi się w leczeniu ran i zapewnia optymalny komfort oraz higienę w profilaktyce i terapii odleżyn.

ISO 13485 BUREAU VERITAS Certification

ISO 10993-10

Opracowano w Danii
CE / MDR 2017
ISO 13485

Seat Tailbone - Przeciwodleżynowa poduszka pozycjonująca





Opis produktu

Specjalna poduszka do siedzenia, o podwyższonej wytrzymałości. Przeznaczona do całkowitego odciążenia okolicy odbytu, typowo w przypadku uszkodzeń popromiennych, wrażliwej kości ogonowej lub silnego dyskomfortu spowodowanego hemoroidami. Maksymalne obciążenie 150 kg.

Nawet przy najmniejszym ruchu poduszka pobudza mikrokrążenie skóry, co wspomaga krążenie.

Poduszki są skuteczne w profilaktyce i terapii odleżyn w najbardziej narażonych miejscach, takich jak pięty, biodra, łokcie, barki, plecy itp.

Te właściwości sprawiają, że Seat All® jest optymalną poduszką pozycjonującą dla pacjentów leżących, którzy potrzebują wygodnego i odciążającego podparcia.

Seat All® wykonano z włókniny, dzięki czemu poduszka jest miękka, przyjazna dla skóry, odprowadza ciepło i wilgoć, a także jest wygodna i elastyczna.

Zalety

- Przeznaczona do profilaktyki i terapii odleżyn w najbardziej narażonych miejscach, takich jak pięty, biodra, łokcie, barki, plecy itp.
- Poduszki są wielofunkcyjne, co oznacza, że ten sam produkt może być stosowany w wielu różnych pozycjach, optymalizując profilaktykę i terapię odleżyn.
- Użycie tylko przez jednego pacjenta zapewnia wysoki poziom higieny.
- Prosta i łatwa w użyciu. Seat All® przed zastosowaniem jest pompowany i dostosowywany do anatomii oraz potrzeb konkretnego użytkownika.
- Wysoki komfort użytkowania.
- Miękki materiał przyjazny dla skóry, odprowadzający ciepło i wilgoć
- Oszczędność miejsca w magazynie oraz odciążenie zasobów personelu.
- Dostarczane w czystym, szczelnym, płaskim opakowaniu, wraz z przyrządem do nadmuchiwania ustami
- Przebadane i zatwierdzone zgodnie z normą ISO 10993-10:2010 w zakresie drażnienia skóry i działania uczulającego

Nazwa produktu	Rozmiar	W opakowaniu	Nr katalogowy
Seat All Tailbone	42 x 42 x 5 cm	12 sztuk	70022

Levabo ApS
Sverigesvej 20A
DK-8660 Skanderborg
Tel.: +45 31 70 40 25
Mail: info@levabo.com
www.levabo.com

Seat All® – zgłoszenie pat. w toku. Opracowano i wyprodukowano w Danii przez Levabo ApS. Produkty posiadają oznakowanie CE. Informacje mogą ulec zmianie.